



Использование ингалятора












Это история о том, как я буду использовать свой ингалятор. Использование моего ингалятора — один из способов оставаться здоровым! Мой ингалятор помогает мне оставаться здоровым, помогая моим легким лучше дышать.













Когда я здоровый/здоровая, я могу заниматься своими любимыми делами! Я могу играть, делать уроки и веселиться с друзьями.











Использование моего ингалятора — сложный процесс, и мне может понадобиться взрослый, чтобы помочь мне пройти все этапы.










Этот первый шаг прост, все, что мне нужно сделать, это снять колпачок с ингалятора!





















После того, как я встряхну ингалятор, мне, возможно, придется присоединить к ингалятор спейсер, если мой врач скажет мне об этом. Спейсер выглядит так:



Спейсер может показаться немного пугающим, но я знаю, что он поможет мне сохранить здоровье.











Чтобы прикрепить спейсер, я вставилю мундштук ингалятора в резиновую уплотненную часть спейсера.










Если я правильно прикреплю спайсер, это будет выглядеть так:











Для следующего шага я сяду или встану прямо и немного запрокину голову назад. Затем я полностью выдыхаю.













Прежде чем снова вдохнуть, я кладу ингалятор в рот и нажимаю на кнопку.











Как только я нажимаю на кнопку, я медленно вдыхаю в течение 4 секунд. Иногда мне помогает, когда взрослый отсчитывает четыре секунды.













Как только мои 4 секунды вдоха закончатся, я вытащу ингалятор изо рта, но буду держать рот закрытым.











Я должен обязательно задержать дыхание на десять секунд после того, как я выну ингалятор из моего рта, чтобы лекарство подействовало хорошо. После задержки дыхания я медленно выдыхаю.













После того, как я завершил этот последний шаг, я сделал одну «затяжку». Я обязательно сделаю необходимое количество затяжек.









Я проделал/проделала большую работу, научившись пользоваться ингалятором!





